




ayers rock®



ayers rock

Anterior cervical interbody fusion cage



AYERS ROCK

ayers rock®

A cage for cervical arthrodesis

Une cage pour le traitement par arthrodèse cervicale

Una caja para el tratamiento con artrodesis cervical

Ayers rock cage

Cage ayers rock
Caja ayers rock



Indications

- Degenerative discopathy, instabilities
- Acquired or congenital spinal deformation (scoliosis, cyphosis, lordosis)
- Failure of previous intervention
- Trauma.

For more information, please consult the Ayers Rock Surgical technique.

Indications

- Discopathie dégénérative, instabilités
- Déformation rachidienne acquise ou congénitale (scoliose, cyphose, lordose)
- Echec d'intervention antérieure
- Traumatisme.

Pour plus d'informations, merci de vous reporter à la technique opératoire Ayers Rock.

Indicaciones

- Discopatía degenerativa, inestabilidades
- Deformación raquídea adquirida o congénita (escoliosis, cifosis, lordosis)
- Intervención anterior fracasada
- Traumatismo.

Para más informaciones, consulte a la Técnica quirúrgica Ayers Rock.




by **SPINeway**

Implants supplied sterile.



Implants délivrés stériles.

Implantes suministrados estériles.

**S**

cervical cage - cage cervicale - caja cervical

Reference	Height	Depth	Length
AR2C51213	5	12	13
AR2C61213	6	12	13
AR2C71213	7	12	13
AR2C81213	8	12	13

**M**

cervical cage - cage cervicale - caja cervical

Reference	Height	Depth	Length
AR2C51516	5	15	16
AR2C61516	6	15	16
AR2C71516	7	15	16
AR2C81516	8	15	16

**L**

cervical cage - cage cervicale - caja cervical

Reference	Height	Depth	Length
AR2C51519	5	15	19
AR2C61519	6	15	19
AR2C71519	7	15	19
AR2C81519	8	15	19

Material : PEEK optima® by Invibio®.
Radio-opaque markers are made out of tantalum.

All measurements are in millimeter (mm).

Matériel : PEEK optima® par Invibio®.
Les marqueurs radio-opaques sont en tantale.

Toutes les mesures sont en millimètres (mm).

Material : PEEK optima® por Invibio®.
Marcadores radiopacos están hechos de tantalio.

Todas las medidas están en milímetros (mm).

Standard instruments



Rasp, cervical
Râpe, cervicale
Raspa, cervical

S5 060RC5S2
S6 061RC6S2

S7 062RC7S2
S8 063RC8S2

ayers rock®



Sizer, cervical
Cage d'essai, cervicale
Caja de prueba, cervical

S5 041DC5S1
S6 042DC6S1
S7 133DC7S1
S8 336DC8S1
M5 043DC5M1
M6 044DC6M1

M7 045DC7M1
M8 296DC8M1
L5 046DC5L1
L6 047DC6L1
L7 048DC7L1
L8 049DC8L1



Shaft
Manche
Mango
024HD1



Graft pusher, cervical cage
Tasse greffon, cage cervicale
Prensador de injerto, caja cervical
031IG1



Filling socket, cervical cage
Boîte pour remplissage, cage cervicale
Base para relleno, caja cervical
071FC2

Standard instruments




Holder for cervical cage
Préhenseur cage cervicale
Porta implante, caja cervical
023HCC1




Impactor for cervical cage
Impacteur cage cervicale
Impactor, caja cervical
022HCP2




Final impactor for cervical cage
Impacteur de finition, cage cervicale
Impactor final, caja cervical
032IC2



Container, Ayers Rock
Conteneur, Ayers Rock
Contenedor, Ayers Rock
C1AR01
M2AR01



Box dispenser kit, Ayers Rock
Distributeur de boîtes, kit Ayers Rock
Distribuidor, Ayers Rock
BDKAR1



Optional instruments



Caspar distractor with pins, right
Distracteur de Caspar à broches droit
Distractor de Caspar con pines derecha
058DCC1



Caspar distractor with pins, left
Distracteur de Caspar à broches, gauche
Distractor de Caspar con pines, izquierda
412DCCL1



Pin for Caspar distractor
Broches pour distracteur de Caspar
Pin para distractor de Caspar
L 12 108D12S1
L 14 109D14S1



Holder for temporary pin
Porte-broches
Porta pin temporal
118HTP1



7 Allée Moulin Berger
69130 Ecully - FRANCE

Tel. : +33(0)4 72 77 01 52 - Fax : +33(0)4 78 38 10 17
Email : info@spineway.com - Web : www.spineway.com

SA au capital de 355 258,60 euros - RCS Lyon 484 163 985
TVA intracommunautaire : FR96 484 163 985

Implants de classe IIb / Instruments de classe I : fabriqués par Spineway, inscrits sur la liste LPPR mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale, remboursables par les organismes d'assurance maladie dans certaines conditions : consultez les modalités sur le site ameli.fr. Pour un bon usage de ces dispositifs médicaux, nous vous invitons à lire les instructions et les informations indispensables situées sur la notice et la technique opératoire qui les accompagnent. Date de création : 27/04/2015
ayers rock® is a registered trademark of Spineway company.

distributed by distribué par distribuido por

