


mont blanc

by **SPINeway**

Posterior thoracolumbar arthrodesis
Système d'arthrodèse thoraco-lombaire postérieur
Sistem thoraco-lumbar posterior



Indications

- Focal instability in the thoraco-lumbo-sacral spine
- Degenerative disease of the intervertebral disks
- Fractured vertebrae
- Stenosis
- Vertebral deformation such as excessive kyphosis or lordosis, scoliosis
- Failed prior surgery
- Spondylolisthesis type I
- Spondylolysis

For additional information, please consult the mont blanc surgical technique.

Indications


- *Instabilités localisées au rachis thoraco-lombo-sacré*
- *Affections dégénératives des disques intervertébraux*
- *Fractures vertébrales*
- *Sténoses*
- *Déformation vertébrale telle que cyphoses et lordoses excessives, scolioses*
- *Echec d'intervention antérieure*
- *Spondylolisthesis type I*
- *Spondylolysis*

Pour plus d'informations, merci de vous reporter à la technique opératoire mont blanc.

Indicaciones

- *Inestabilidades situadas en el raquis toraco-lombo-sacro*
- *Afecciones degenerativas de los discos intervertebrales;*
- *Fracturas vertebrales*
- *Estenosis*
- *Deformación vertebral como cifosis y lordosis excesivas, escoliosis*
- *Fracaso de intervención anterior*
- *Espondilolistesis tipo I*
- *Espondilólisis.*

Para más informaciones, consulte a la técnica quirúrgica mont blanc.



Pedicle polyaxial screw
Vis pédiculaire polyaxiale
Tornillo pedicular poli axial

L	Ø4	Ø5	Ø6	Ø7	Ø8
25	MB1PS425	-	-	-	-
30	MB1PS430	MB1PS530	-	MB1PS730	MB1PS830
35	MB1PS435	MB1PS535	MB1PS635	MB1PS735	MB1PS835
40	MB1PS440	MB1PS540	MB1PS640	MB1PS740	MB1PS840
45	-	MB1PS545	MB1PS645	MB1PS745	MB1PS845
50	-	MB1PS550	MB1PS650	MB1PS750	MB1PS850
55	-	-	MB1PS655	-	-

Pedicle polyaxial traction screw
Vis pédiculaire de traction polyaxiale
Tornillo pedicular poli axial de traccion

L	Ø5	Ø6	Ø7
35	-	MB1PSS635	MB1PSS735
40	MB1PSS540	MB1PSS640	MB1PSS740
45	MB1PSS545	MB1PSS645	MB1PSS745
50	MB1PSS550	MB1PSS650	MB1PSS750
55	-	MB1PSS655	-

Iliac polyaxial screw
Vis polyaxiale iliaque
Tornillo poli axial iliaco

L	Ø7	Ø8
55	MB1PS755	MB1PS855
60	MB1PS760	MB1PS860
65	MB1PS765	MB1PS865
70	MB1PS770	MB1PS870
75	MB1PS775	MB1PS875
80	MB1PS780	MB1PS880
85	MB1PS785	MB1PS885
90	MB1PS790	MB1PS890
95	MB1PS795	MB1PS895
100	MB1PS7100	MB1PS8100

Rod, cobalt chrome
Tige, chrome cobalt
Barra, cromo cobalto

L	Ø5.5
300	MB1RC55300
500	MB1RC55500

All the implants are in titanium alloy TA6V, except cobalt-chromium rods.
All measurements are in millimeter (mm)

Tous les implants sont en alliage de titane TA6V, excepté les tiges chrome-cobalt.
Toutes les mesures sont en millimètres (mm)



Pedicle monobloc screw
Vis pédiculaire monobloc
Tornillo pedicular mono axial

L	Ø4	Ø5	Ø6	Ø7
25	MB1MS425	-	-	-
30	MB1MS430	MB1MS530	-	-
35	MB1MS435	MB1MS535	MB1MS635	MB1MS735
40	MB1MS440	MB1MS540	MB1MS640	MB1MS740
45	-	MB1MS545	MB1MS645	MB1MS745
50	-	MB1MS550	MB1MS650	MB1MS750
55	-	-	MB1MS655	-

Pedicle monobloc traction screw
Vis pédiculaire de traction monobloc
Tornillo pedicular mono axial de traccion

L	Ø5	Ø6	Ø7
35	-	MB1MSS635	MB1MSS735
40	MB1MSS540	MB1MSS640	MB1MSS740
45	MB1MSS545	MB1MSS645	MB1MSS745
50	MB1MSS550	MB1MSS650	MB1MSS750
55	-	MB1MSS655	-

Rod
Tige
Barra

L	Ø5.5
40	MB1R5540
50	MB1R5550
64	MB1R5564
78	MB1R5578
92	MB1R5592
106	MB1R55106
120	MB1R55120
132	MB1R55132
144	MB1R55144
158	MB1R55158
185	MB1R55185
250	MB1R55250
500	MB1R55500

Pre-bent rod
Tige pré-cintrée
Barra pre-curvada

L	Ø5.5
40	MB1RL5540
50	MB1RL5550
60	MB1RL5560
70	MB1RL5570
80	MB1RL5580
90	MB1RL5590
100	MB1RL55100
110	MB1RL55110
120	MB1RL55120
130	MB1RL55130
140	MB1RL55140



Locking screw
Vis de verrouillage
Tornillo de ciere
reference
MB2LS



Iliac lateral connector
Connecteur latéral iliaque
Conector lateral iliaco

L	Reference
30	MB1LC30
40	MB1LC40
80	MB1LC80



Transverse connector
Connecteur transverse
Conector transversal

Size (distances)	Reference
S (20-30)	MB2DTTS
M (30-45)	MB2DTTM
L (45-60)	MB2DTTL
XL (60-75)	MB2DTTXL



Locking screw for connector
Vis de verrouillage pour connecteur
Tornillo de ciere para conector
Reference
MB2NC



Axial connector
Connecteur axial
Conector axial
Reference
MB1AC



Domino
Domino
Reference
MB1DC



Hook
Crochet
Gancho
Reference

Pedicle
Pédiculaire
Pedicular
MB1PHO
MB1PMH

Transverse
Transversaire
Transverso
MB1THO

Laminar
Lamaire
Laminar
MB1LLH
MB1LMH
MB1LMB
MB1LTH
MB1SLH
MB1RBH

Offset blade
Lame décalée
Lamina descalzado
MB1TRO
MB1TLO

Offset body
Corps décalée
Cuerpo descalzado
MB1LRO
MB1LLO



Todos los implantes son en aleación de titanio TA6V, excepto las barras cromo cobalto.
Todas las medidas están en milímetros (mm)

mont blanc - Hook instruments set

Container
C1MB03

Transverse elevator
Rugine transverse
Legra transversal
038ET1

Hook holder
Pince porte-crochet
Pinza portaganchos
021HH1

Hook holder, offset
Pince porte crochet, décalé
Pinza portaganchos, desplazado
020HOH1

Pedicle elevator
Rugine pédiculaire
Legra pedicular
040EP2

Hook pusher
Pousse-crochet
Empujador de ganchos
030IHP2

Laminar elevator
Rugine laminaire
Legra laminar
039EL1

C ring
Anneau en C
Anillo en C
080HCR1

mont blanc - Optional instruments

Curette small
Petite curette
Cucharilla
005PCS1

Sharp tip with stop
Pointe carrée avec butée
Punta cuadrada con tope
148PRA1

Sharp tip with tap
Pointe carrée taraudeuse
Punta cuadrada con tejará
002PSTT1

Pedicle probe
Sonde pédiculaire
Probador de pedículo
004PP1

Pedicle probe thoracic, curved
Sonde pédiculaire thoracique, courbée
Probador de pedículo, torácico, curvo
230PTC1

Tap Taraud Teraja
ø 8mm 147P8T2

Holder, traction screws
Bague, vis de traction
Anillo, tornillo de tracción
104HTS1

Rod cutter
Coupe tige
Corta barra
357CRC1

Bender in situ
Levier de cintrage
Dobladora
Right droite derecha : 036BIR1
Left gauche izquierda : 037BIL1

Coronal bender
Fer à cintrer en L
Doblador coronal
right droite derecha 254BCR1
left gauche izquierda 255BCL1

Removable handle, quick connect, Ratchet
Manche amovible encliquetable, Ratchet
Mango amovible, conectable, Ratchet
313HRMR1

Measuring caliper, transverse connector
Mesureur, connecteur transverse medidor, conector transversal
405DCAL1

Trial rod
Tige maléable
Barra maleable
250 mm 339D250TR1
500 mm 351D500TR1

Nut holder, long, T30
Porte bouchon, long, T30
Porta-tapon, largo, T30
338HNL1

Counter torque leve, long
Levier anti-rotation, long
Pinza de contra rotación
424HARL1

mont blanc - Screw instruments set

Container
Implants C1MB04
Instruments C1MB01

Sharp tip and ring
Pointe carrée et bague
Punta cuadrada
001PST1
006PSTR1

Pedicle probe, straight
Sonde pédiculaire droit
Palpador pedicular, recto
102PPS1

Pedicle probe, thoracic, straight
Sonde pédiculaire thoracique, droite
Probador de pedículo, torácico, recto
229PPTS1

Pedicle finder
Palpeur pédiculaire
Palpador pedicular
003PF3

Tap
Taraud
Terraja
diameter 4mm 093P4T2
diameter 5mm 094P5T2
diameter 6mm 095P6T2
diameter 7mm 096P7T2

Screwdriver quick connect, polyaxial screw
Tournevis encliquetable, vis polyaxiale
Destornillador conectable, tornillo poliaxial
453SPA1

Compression clamp
Pince à contraction
Pinza de contracción
016CC1

Rod bender
Cintreuse de tige
Doblador de barra
035BR1

Screwdriver quick connect, monobloc screw
Tournevis encliquetable, Vis monobloc
Destornillador conectable, tornillo monoaxial
454SMA1

Shaft for polyaxial screw
Axe pour vis polyaxiale
Eje para tornillo poliaxial
453SPA1-A

Shaft for monobloc screw
Axe pour vis monobloc
Eje para tornillo monoaxial
454SMA1-A

Shaft for polyaxial traction screw
Axe pour vis polyaxiale de traction
Eje para tornillo poliaxial de tracción
455SPAT1-A

Shaft for monobloc traction screw
Axe pour vis monobloc de traction
Eje para Tornillo monoaxial de tracción
456SMAT1-A

Screwdriver, torx T30, quick connect
Tournevis, torx T30, encliquetable
Destornillador, torx T30, conectable
320ST30A1

Removable handle, quick connect, straight, Ratchet
Manche amovible, encliquetable, droit, Ratchet
Mango amovible, conectable, derecho, Ratchet
314HRMR1

Rod holder
Porte tige
Porta-barra
018HR2

Open rod pusher
Pousse-tige ouvert
Empujador de barra abierto
028IOP1

Derotation wrench
Clé de dérotation
Llave de derotación
461BDW1

Nut holder, T30
Porte-vis de verrouillage, T30
Porta tuerca de bloqueo, T30
460HN1

Screwdriver, torx T30, quick connect
Tournevis, torx T30, encliquetable
Destornillador, torx T30, conectable
320ST30A1

Screwdriver, transverse connector
Tournevis pour connecteur transverse
Destornillo para conector transversal
398SNS1

Torque limiter, quick connect
Limiteur de couple, encliquetable
Limitador de torque, conectable
406HRL1

Counter torque lever
Levier anti-rotation
Palanca anti-rotación
074HAR2

Screwdriver, polyaxial, quick connect
Tournevis, vis polyaxiale, encliquetable
Destornillador, tornillo poliaxial, conexión rápida
259SPA3D1

Screwdriver, monobloc, quick connect
Tournevis, vis monobloc, encliquetable
Destornillador, tornillo monobloc, conexión rápida
258SM3D1

mont blanc - Screw Add-on instruments set

Container
C1MB02

Closed rod pusher
Pousse-tige fermé
Empujador serrado de barra
029ICP1

Rod pusher, vertical
Pousse-tige vertical
Empujador de barra, vertical
034IRP1

Rod clamp standard
Pince étai standard
Pinza torno, estandar
411HCR1

Distraction clamp
Pince à distraction
Pinza de distracción
057DC1

Screwdriver shaft, T30 retaining, quick connect
Axe de tournevis, preenseur T30, encliquetable
Eje de destornillador, prensor T30, conexión rápida
257ST30A2

Screwdriver, retaining, T20
Tournevis, preenseur, T20
Destornillador, T20
235ST202

Removable handle, quick connect, straight, Ratchet
Manche amovible, encliquetable, droit, Ratchet
Mango amovible, conectable, derecho, Ratchet
314HRMR1

Removable handle, Quick connect
Manche amovible, encliquetable
Mango amovible, conectable
027HRM3

SPINEWAY

7 Allée Moulin Berger
69130 Ecully - FRANCE

Tel. : +33(0)4 72 77 01 52 - Fax : +33(0)4 78 38 10 17
Email : info@spineWAY.com - Web : www.spineWAY.com

SA au capital de 355 258,60 euros - RCS Lyon 484 163 985
TVA intracommunautaire : FR96 484 163 985

distributed by distribuí par distribuido por

PT. ORIONTAMA JAYA

Rasuna Epicentrum Gdg. Epiwalk Lt. 7 Unit K-702 Jakarta
Jalan Sutomo No. 122 - 124 Medan
Jalan Pemuda 108 -116 Gdg. Trillium CA Lt. GF-10 Surabaya


T: (021) 29941416 / (061) 7320123 / (031) 51168991
F: (021) 29941426 / (061) 7360291 / (031) 51168992
E: info@oriontamajaya.com | W: www.oriontamajaya.com

CE 0434

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV-GL
ISO 13485

Tige : 3111556 Implant du rachis, implant d'union longitudinale, tige, quel que soit le niveau anatomique et quel que soit le nombre de niveaux. La prise en charge est assurée dans la limite de deux implants maximum par intervention, sauf en cas de scoliose à double courbure. Vis : 3137283 Implant du rachis, implant d'ancrage. Vis spécifique du rachis de type pédiculaire sauf rachis cervical avec système d'assemblage et de blocage. Connecteur transverse : 3133032 Implant du rachis, implant d'union transversale avec son système d'assemblage. Crochet : 318175Z Implant du rachis, implant d'ancrage. Crochet de tout type. Domino: 3188560 Implant du rachis, implant d'union longitudinale, connecteur en cas de reprise ou de grosse déformation. Implants de classe IIb / Instruments de classe I. Pour un bon usage de ces dispositifs médicaux, nous vous invitons à lire les instructions et les informations indispensables situées sur la notice et la technique opératoire qui les accompagnent. Date de création : 25/05/2015

mont blanc are registered trademarks of SpineWay company.



mont blanc
posterior thoracolumbar arthrodesis

